

# NON-MYDRIATISCHE FUNDUSKAMERA **DRS VESSELMAP**



vollautomatisch & delegierbar  
auch im Paket mit der Statischen  
Gefäßanalyse von IMEDOS Systems

# NON-MYDRIATISCHE FUNDUSKAMERA




## Datenprofil

Sehfeld 45° x 40°	10,4" Touchscreen
Fixationsziel 7 interne LEDs	Aufnahmeentfernung 37 mm
Sensorgröße 5 MPixel	Sensorauflösung 48 pixel/deg
Gewicht 19 kg	min. Pupillengröße 3,8 mm
Maße 580 x 550 x 330 mm	

**11.500,-**  
EURO  
NETTO

**19.900,-**  
EURO  
NETTO

## UNSER PAKETPREIS



mit der Statischen Gefäßanalyse von



thomas-koehler-  
jen-ophthlmo

**JEN-OPHTHALMO**  
Inhaber: Thomas Köhler  
Westbahnhofstraße 2, 07745 Jena

Tel. +49 3641 62 21 75  
info@jen-ophthlmo.de  
www.jen-ophthlmo.de

We eyequip you.