

HAND-SPALTLAMPE S150


**NEU &
EXKLUSIV**



mobil & digital
6-fach Vergrößerung
extrem hohe Flexibilität

HAND-SPALTLAMPE S150

1190,-
EURO
NETTO



Datenprofil

Vergrößerung	6-fach
Beleuchtung	Gelb, Grün, Blau
Spaltlänge	≥12 mm
Spaltbreite	0~12 mm
Filter	Blau
Leutmittel	LED 3V/1W
Arbeitszeit	über 6 Stunden
Ladezeit	3,5 Stunden
Gewicht	240 g inkl. Akku



Einfach mit dem Smartphone oder Tablet koppeln und digital arbeiten.



thomas-koehler-
jen-ophthlmo

JEN-OPHTHALMO
Inhaber: Thomas Köhler
Westbahnhofstraße 2, 07745 Jena

Tel. +49 3641 62 21 75
info@jen-ophthlmo.de
www.jen-ophthlmo.de