


Das Next-Generation Wet-Lab für die ophthalmologische Mikrochirurgie

Realitätsnah trainieren. Sicher operieren. Zukunft gestalten.



Die Anforderungen an die ophthalmologische Chirurgie steigen kontinuierlich. Gleichzeitig fehlen vielen Kliniken realitätsnahe, reproduzierbare und wirtschaftliche Trainingsmöglichkeiten.



Mehr Realismus.

Mehr Sicherheit.

Mehr chirurgische Kompetenz.





OphthaFIX

Das innovative Wet-Lab-System ermöglicht eine bislang unerreichte Simulation mikrochirurgischer Eingriffe und schafft optimale Bedingungen für die Ausbildung der nächsten Generation von Augenchirurginnen und Augenchirurgen.

Mit OphthaFIX® erhalten Assistenzärztinnen und Assistenzärzte bereits früh Zugang zu einem hochrealistischen chirurgischen Training.

Das Ergebnis:

- schnellere Kompetenzentwicklung
- mehr Routine vor der ersten Operation
- höhere Patientensicherheit
- effizientere Ausbildung



Telefon: +49 (0) 3641 622175

Telefax: +49 (0) 3641 622176

E-Mail: info@jen-ophthalgo.de



Sehen beginnt mit Können

Präzise Fixierung

Patentiertes Schnellspannsystem für eine stabile und rotationssichere Lagerung biologischer und synthetischer Augen.

Realistische Biomechanik

Die integrierte Federdrucktechnologie simuliert authentische Druckverhältnisse der Vorderkammer und des Glaskörpers.

Maximale Flexibilität

Kompatibel mit biologischen Augen sowie vielen gängigen Kunstaugenmodellen.

Effizient im Alltag

Mobiles Design, intelligentes Abwassersystem und schnelle Reinigung für den täglichen Einsatz.

Exklusiver Vertrieb durch Jen-Ophthalgo



We eyequip you.